



TOSOH

体外診断用医薬品

Eテスト「TOSOH」Ⅱシリーズ



Eテスト「TOSOH」Ⅱシリーズは、
全自動エンザイムイムノアッセイ装置AIAシリーズの
専用試薬です。



2010年11月改訂版



Eテスト「TOSOH」IIシリーズ

Eテスト「TOSOH」IIシリーズは、
全自動エンザイムイムノアッセイ装置
AIAシリーズの専用試薬です。



■Eテスト「TOSOH」IIシリーズ販売名

	販売名	承認(認証)・届出番号*
腫瘍マーカー	Eテスト「TOSOH」II (AFP)	20300AMZ00167000
	Eテスト「TOSOH」II CEA	20100EZZ00112000
	Eテスト「TOSOH」II (CA19-9)	20400AMZ00913000
	Eテスト「TOSOH」II (CA125)	20700AMZ00504000
	Eテスト「TOSOH」II (CA15-3)	21200AMZ00543000
	Eテスト「TOSOH」II (PAP)	20200EZZ00116000
	Eテスト「TOSOH」II (PSAII)	21800AMX10395000
	Eテスト「TOSOH」II (free PSA)	21800AMX10396000
甲状腺	Eテスト「TOSOH」II (TSH)	13A2X00174000004
	Eテスト「TOSOH」II (TT3)	13A2X00174000001
	Eテスト「TOSOH」II T4	20100EZZ00112000
	Eテスト「TOSOH」II (FT3)	13A2X00174000002
	Eテスト「TOSOH」II (FT4)	13A2X00174000003
	Eテスト「TOSOH」II (TPOAb)	20900AMZ00319000
	Eテスト「TOSOH」II (TgAb)	20900AMZ00320000
	Eテスト「TOSOH」II (TRAb)	219ABAMX00251000
婦人科	Eテスト「TOSOH」II (LHII)	13A2X00174000009
	Eテスト「TOSOH」II (FSH)	13A2X00174000008
	Eテスト「TOSOH」II (E2)	13A2X00174000006
	Eテスト「TOSOH」II (プロゲステロン)	13A2X00174000007
	Eテスト「TOSOH」II PRL	20100EZZ00112000
	Eテスト「TOSOH」II HCG	20100EZZ00112000
	Eテスト「TOSOH」II (HCGII)	221ABAMX00041000
	Eテスト「TOSOH」II (βHCG)	13A2X00174000005
βHCGII	開発中	
Eテスト「TOSOH」II (テストステロン)	13A2X00174000015	
糖尿病	Eテスト「TOSOH」II (IRI)	13A2X00174000010
	Eテスト「TOSOH」II (C-ペプチド)	20600AMZ01014000
心疾患	Eテスト「TOSOH」II (BNP)	21400AMZ00677000
	Eテスト「TOSOH」II (CKMB)	20400AMZ00689000
	Eテスト「TOSOH」II (ミオグロビン)	21300AMZ00521000
	Eテスト「TOSOH」II (cTnI3)	219ABAMX00252000
感染症	Eテスト「TOSOH」II (HBsAg)	20400AMZ01148000
	Eテスト「TOSOH」II (HBsAb)	21000AMZ00781000
	Eテスト「TOSOH」II (HBeAg)	20400AMZ01229000
	Eテスト「TOSOH」II (HBeAb)	21400AMZ00633000
	Eテスト「TOSOH」II (HBcAb)	21400AMZ00678000
	Eテスト「TOSOH」II (HCVAb)**	21700AMZ00780000
その他	Eテスト「TOSOH」II (フェリチン)	13A2X00174000011
	Eテスト「TOSOH」II (IgEII)	13A2X00174000014
	Eテスト「TOSOH」II (BMG)	20200EZZ00071000
	Eテスト「TOSOH」II (HGH)	13A2X00174000013
	Eテスト「TOSOH」II (コルチゾール)	13A2X00174000012
	Eテスト「TOSOH」II (インタクトPTH)	218ABAMX00201000
	Eテスト「TOSOH」II (シスタチンC)	220ABAMX00264000
	Eテスト「TOSOH」II (ACTH)	222ABAMX00146000
	Eテスト「TOSOH」II (DHEA-S)	222ABAMX00111000

Eテスト「TOSOH」II 酵素免疫測定試薬 (100テスト包装品)

▶ ワンテスト・オールインワンカップ方式

1テスト毎に独立の試薬カップに、免疫反応に必要な試薬を凍結乾燥封入した試薬ロスの少ない酵素免疫反応試薬です。(2ステップ試薬を除く)

▶ コンティニューアス・ランダムアクセス

各項目とも免疫反応時間が10分のため(2ステップ試薬は20分)、多項目・コンティニューアス・ランダムアクセスが実現できます。

▶ コンタミネーションレス & ノンフローセル方式

サンプリングから反応・測光まで、すべて試薬カップの中で行うため、ノンフローセル方式で、コンタミネーションの少ない高精度・高感度アッセイを実現します。

▶ 迅速測定 & 診療前検査

測定開始後、結果報告まで約20分の迅速・高精度測定を実現(2ステップ試薬は約35分)、診療前検査、緊急検査に威力を発揮します。



(写真は酵素免疫試薬 BNP 例)

品番	項目名(一般名称)	測定範囲	測定検体の種類
0025252	AFP	1.0 ~ 400 ng/mL	●
0025254	CEA	0.5 ~ 100 ng/mL	●
0025271	CA19-9	1.0 ~ 400 U/mL	●
0025288	CA125	2.0 ~ 1000 U/mL	●
0025201	CA15-3	0.1 ~ 19 U/mL (原血清濃度2 ~ 400 U/mL)	●
0025262	PAP	0.2 ~ 40 ng/mL	●
0025212	PSAII (PSA)	0.01 ~ 100 ng/mL	●
0025211	free PSA	0.02 ~ 20 ng/mL	●
0025294	TSH	0.01 ~ 100 μIU/mL	●
0025282	TT3	0.2 ~ 8 ng/mL	●
0025258	T4	0.5 ~ 24 μg/dL	●
0025286	FT3	0.5 ~ 25 pg/mL	●
0025268	FT4	0.1 ~ 8 ng/dL	●
0025290	TPOAb	0.05 ~ 20 IU/mL (原血清濃度3 ~ 1000 IU/mL)	◎
0025291	TgAb	0.12 ~ 40 IU/mL (原血清濃度6 ~ 2000 IU/mL)	◎
0025216	TRAb	1.0 ~ 40 IU/L	○
0025296	LHII (LH)	0.2 ~ 200 mIU/mL	●
0025265	FSH	1.0 ~ 200 mIU/mL	●
0025274	E2	25 ~ 3000 pg/mL	●
0025281	プロゲステロン	0.1 ~ 40 ng/mL	●
0025255	PRL	1.0 ~ 200 ng/mL	●
0025256	HCG	0.5 ~ 400 mIU/mL	尿/●
0025219	HCGII	0.5 ~ 2000 mIU/mL	尿/●
0025261	βHCG	0.5 ~ 400 mIU/mL	●
0025204	テストステロン	7.0 ~ 2000 ng/dL	●
0025260	IRI (インスリン)	0.5 ~ 320 μU/mL	●/▲
0025284	C-ペプチド	0.2 ~ 30 ng/mL	尿/●/▲
0025206	BNP	4.0 ~ 2000 pg/mL	▲
0025269	CKMB	0.5 ~ 500 ng/mL	●
0025297	ミオグロビン	2.0 ~ 1000 ng/mL	●
0025215	cTnI3 (トロポニンI)	0.03 ~ 50 ng/mL	●/▲
0025210	HBsAg	0.05 ~ 60.0 IU/mL	●
0025299	HBsAb	6.4 ~ 1280 mIU/mL	●
0025273	HBeAg	1.0 ~ 140 Cl	●
0025208	HBeAb	(インヒビション%で表示)	●
0025207	HBcAb	(インヒビション%で表示)	●
**	HCVAb	1.0 ~ 400 Index	◎
0025253	フェリチン	3.0 ~ 1000 ng/mL	●
0025295	IgEII (IgE)	3.0 ~ 4000 IU/mL	●
0025259	BMG (β ₂ -MG)	0.002 ~ 0.4 mg/L (原血清濃度0.1 ~ 20 mg/L)	尿/●
0025266	HGH	0.07 ~ 45 ng/mL	●
0025287	コルチゾール	0.2 ~ 60 μg/dL	●/▲
0025213	インタクトPTH	1.0 ~ 2000 pg/mL	血清/▲
0025217	シスタチンC	0.0004 ~ 0.32 mg/L (原血清濃度0.01 ~ 8.00 mg/L)	●/▲
0025221	ACTH	2.0 ~ 2000 pg/mL	▲
0025222	DHEA-S	2.0 ~ 1000 μg/dL	●/▲

* : 承認(認証)・届出番号は、薬事法(2005年4月施行)により記載整備をしました。
** : 販売元 栄研化学株式会社

◎ : 2ステップST試薬(免疫反応時間20分)、血清および血漿測定用
○ : 2ステップST試薬(免疫反応時間20分)、血清測定用

● : 血清およびヘパリン血漿検体測定用
▲ : EDTA 血漿測定用

Eテスト「TOSOH」II 標準品セット

Eテスト「TOSOH」IIシリーズ専用の検査線を作成するための標準品セットです。



(写真は標準液セット BNP例)

品番	項目名(一般名称)
0015352	AFP
0015354	CEA
0015371	CA19-9
0015388	CA125
0015301	CA15-3
0015362	PAP
0025312	PSAII (PSA)
0025311	free PSA
0015394	TSH
0015382	TT3
0015358	T4
0015386	FT3
0015368	FT4
0015390	TPOAb
0015391	TgAb
0025316	TRAb
0025396	LHII (LH)
0015365	FSH
0025374	E2
0015381	プロゲステロン
0015355	PRL
0015356	HCG
0025319	HCGII
0015361	βHCG
0025304	テストステロン
0015360	IRI (インスリン)
0015384	C-ペプチド
0015306	BNP
0015369	CKMB
0025397	ミオグロビン
0025315	cTnI3 (トロポニンI)
0015310	HBsAg
0015399	HBsAb
0015373	HBeAg
0015308	HBeAb
0015307	HBcAb
**	HCVAb
0015353	フェリチン
0015395	IgEII (IgE)
0015359	BMG (β ₂ -MG)
0015366	HGH
0015387	コルチゾール
0025313	インタクトPTH
0025317	シスタチンC
0025321	ACTH
0025322	DHEA-S

Eテスト「TOSOH」II 検体希釈液

Eテスト「TOSOH」IIシリーズ専用の検体希釈液です。測定濃度が測定範囲を超えたときなど希釈検体が必要なときに用います。



(写真は検体希釈液 BNP例)

品番	項目名(一般名称)
0015552	AFP
0015554	CEA
0015571	CA19-9
0015588	CA125
0015501	CA15-3
0015562	PAP
0025512	PSAII (PSA)
0025511	free PSA
0015594	TSH
0015582	TT3
0015558	T4
0015590	TPOAb/TgAb
0025516	TRAb
0015596	LHII (LH)
0015565	FSH
0015574	E2
0015581	プロゲステロン
0015555	PRL
0015556	HCG
0025519	HCGII
0015561	βHCG
0025504	テストステロン
0015560	IRI (インスリン)
0015584	C-ペプチド
0015506	BNP
0015569	CKMB
0025597	ミオグロビン
0025515	cTnI3 (トロポニンI)
0015510	HBsAg
0015599	HBsAb
0015573	HBeAg
0015507	HBcAb
**	HCVAb
0015553	フェリチン
0015595	IgEII (IgE)
0015559	BMG (β ₂ -MG)
0015566	HGH
0015587	コルチゾール
0025513	インタクトPTH
0025517	シスタチンC
0025521	ACTH
0025522	DHEA-S

Eテスト「TOSOH」IIシリーズ 共通試薬(洗浄液、分注液、基質セット)

Eテスト「TOSOH」IIシリーズ専用の共通試薬です。洗浄液、分注液、基質セットがあります。



(写真は共通試薬1式)

品番	品名	承認番号
0015955	洗浄液	20100EZZ00112000
0015956	分注液	20100EZZ00112000
0015968	基質セットII	20100EZZ00112000

東ソーコントロール

免疫測定法の精度管理用コントロール血清です。シングルコントロールとマルチコントロールがあります。



(写真はマルチコントロール)

品番	品名
0015490	東ソーコントロール (TPOAb)
0025491	東ソーコントロール (TgAb)
0025416	東ソーコントロール (TRAb)
0025413	東ソーコントロール (インタクトPTH)
0015950	東ソーコントロール (HBV抗体)
0015951	東ソーコントロール (HBV抗原)
0015952	東ソーコントロール (心疾患)
0025417	東ソーコントロール (シスタチンC)
0025484	東ソーコントロール (C-ペプチド)
0025421	東ソーコントロール (ACTH)
0025460	東ソーコントロール (IRI)
0015962	東ソーマルチコントロール レベル 1
0015963	東ソーマルチコントロール レベル 2
0015964	東ソーマルチコントロール レベル 3
0015965	東ソーマルチコントロール セット

検定用カップ/検体処理カップ

品番	品名
0015970	検定用カップ
0015971	検体処理カップ

この試薬カップが、
エンザイム免疫アッセイ装置：AIAシリーズ
全機種へ対応します。

先進の試薬形態：ワンテスト・オールインワンカップ方式の
 試薬カップが、AIAシリーズ全機種にそのまま使用でき、
 データの精度、感度、特異性をコンパチブルに実現します。

酵素免疫測定試薬

Eテスト「TOSOH」IIシリーズ

*AIA-360はST試薬のみ使用できます。詳細は各機種のカatalogをご参照下さい。

自動エンザイム免疫アッセイ装置

AIA-360

製造販売届出番号 13B3X90002000004

(スループット：最大36テスト/時間)



New

全自動エンザイム免疫アッセイ装置

AIA-900

製造販売届出番号 13B3X90002000012

(スループット：最大90テスト/時間)

自動エンザイム免疫アッセイ装置

AIAシリーズ

クリニックから大病院・検査センターまで、検査室の状
 況・測定目的に応じ、処理能力の異なるAIAシリーズの
 大型機から小型機までフレキシブルに選択できます。

全自動エンザイム免疫アッセイ装置

AIA-2000

製造販売届出番号 13B3X90002000009

(スループット：最大200テスト/時間)



当社製品は、品質マネジメントシステム
 の国際規格「ISO9001」ならびに
 「ISO13485」の認証を取得した工場、
 事業所で、設計・製造・販売・サービス
 されています。



製造販売元

東ソー株式会社

バイオサイエンス事業部

東京本社 営業部 ☎(03)5427-5181 〒105-8623 東京都港区芝3-8-2
 大阪支店 バイオサイエンス ☎(06)6209-1948 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-4-9
 名古屋支店 バイオサイエンス ☎(052)211-5730 〒460-0003 名古屋市中区錦1-17-13
 福岡支店 ☎(092)781-0481 〒810-0001 福岡市中央区天神1-13-2
 仙台支店 ☎(022)266-2341 〒980-0014 仙台市青葉区本町1-11-1
 山口営業所 ☎(0834)63-9888 〒746-0015 山口県周南市清水1-6-1
 カスタマーサポートセンター ☎(0467)76-5384 〒252-1123 神奈川県綾瀬市早川2743-1
 バイオサイエンス事業部ホームページ <http://www.tosoh.co.jp/science/>

製造元

東ソー・エイアイエイ株式会社 〒931-8510 富山市岩瀬古志町2

3011GX-品番 099223J