


# HBsAg

## B型肝炎ウイルス表面抗原キット

HBs抗原は、B型肝炎ウイルス（HBV）の表面抗原であり、HBVが肝細胞内で増殖する際に血中に放出されます。血中での存在状態は多様で、感染性のあるHBV（Dane粒子）の他、感染性のない小型球形粒子および管状粒子としても存在しています。HBs抗原が陽性であれば、現在HBVに感染していることを意味します。



1) 日本消化器病学会 肝機能研究班：肝疾患における肝炎ウイルスマーカーの選択基準（3版）、日本消化器病学会誌, 98, 206-213 (2001)

### 仕様

#### 試薬構成

免疫反応試薬 Eテスト「TOSOH」Ⅱ（HBsAg）（100テスト／箱）

標準品 Eテスト「TOSOH」Ⅱ（HBsAg）標準品セット（2濃度、各2本／箱）

検体希釈液 Eテスト「TOSOH」Ⅱ（HBsAg）検体希釈液（4mL x 4本／箱）

対象検体種 血清、ヘパリン血漿

測定時間 免疫反応時間 10分（1ステップサンドイッチ法） 結果報告 約20分

測定範囲 0.05～60 IU/mL